

Rubella virus IgG

Methodics	Sample S001 Rubella virus IgG Quantitative result	Sample S003 Rubella virus IgG Quantitative result	Unit
Abbott Alinity Rubella IgG	145.20	43.20	IU/ml
	147.10	44.60	IU/ml
	148.60	45.20	IU/ml
	148.80	45.80	IU/ml
	157.60	50.40	IU/ml
	165.40	51.20	IU/ml
	166.50	52.20	IU/ml
	166.60	52.80	IU/ml
Abbott Architect Rubella IgG	139.40	46.20	IU/ml
	148.00	46.70	IU/ml
	150.60	47.80	IU/ml
	154.30	48.00	IU/ml
	157.30	48.90	IU/ml
	157.50	49.30	IU/ml
	158.80	50.70	IU/ml
	167.10	53.30	IU/ml
	173.90	55.20	IU/ml
	153.00	50.00	S/CO
	156.80	48.90	U/ml
	bioMerieux VIDAS Rubella IgG	201.00	50.00
211.00		57.00	IU/ml
213.00		59.00	IU/ml
218.00		60.00	IU/ml
259.00		65.00	IU/ml
273.00		65.00	IU/ml
283.00		68.00	IU/ml
Bio-Rad Platelia Rubella IgG		137.74	30.72
	162.06	39.04	IU/ml
	176.44	45.99	IU/ml
DiaSorin LIAISON Rubella IgG	>350.00	71.00	AU/mL
	201.00	70.20	index
	228.00	58.00	IU/ml
	240.00	63.70	IU/ml
	249.00	63.70	IU/ml
	262.00	65.00	IU/ml
	267.00	65.20	IU/ml
	268.00	66.00	IU/ml
	268.00	66.10	IU/ml
	270.00	66.50	IU/ml
	281.00	66.80	IU/ml
	286.00	68.80	IU/ml
	299.00	71.70	IU/ml
	299.00	74.70	IU/ml
	301.00	79.90	IU/ml
	>350.00	82.60	IU/ml
	363.00	88.80	IU/ml
256.00	72.20	U/ml	
Diesse Chorus Rubella IgG	75.00	45.00	IU/ml
Euroimmun Rubella IgG EIA	160.40	95.70	IU/ml
	191.00	110.40	IU/ml
	198.40	112.22	IU/ml
	>200.00	118.00	IU/ml
	783.00	146.00	IU/ml
NovaTec Rubella IgG ELISA	>100.00	67.10	IU/ml
Ortho Vitros Rubella IgG	>350.00	114.00	IU/ml
Roche cobas/Elecsys Rubella IgG	500.00	33.00	COI
	500.00	24.37	IU/ml
	500.00	29.09	IU/ml
	500.00	29.83	IU/ml
	500.00	33.12	IU/ml
	>500.00	33.56	IU/ml

	>500.00	33.60	IU/ml
	>500.00	33.78	IU/ml
	>500.00	33.80	IU/ml
	>500.00	34.15	IU/ml
	>500.00	34.40	IU/ml
	>500.00	34.40	IU/ml
	>500.00	34.61	IU/ml
	>500.00	34.70	IU/ml
	>500.00	35.00	IU/ml
	600.00	36.40	IU/ml
	3835.00	40.40	IU/ml
	500.00	27.01	U/ml
Siemens ADVIA Centaur Rubella IgG	>500.00	>500.00	IU/ml
Siemens Atellica Rubella IgG	168.60	49.60	index
	155.00	46.40	S/CO
TestLine CLIA Rubella IgG	447.40	175.84	U/ml
TestLine Rubella IgG EIA	5.53	3.28	index